



EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO SOLIDOR® BOBINA

CONTÉM: 01 Bobina Formato: largura (mm) X comprimento (m)

Finalidade de uso: A Embalagem para Esterilização Solidor® foi projetada especificamente para facilitar a esterilização de artigos médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais e estéticos, resultando num processo de esterilização eficiente. Produto para esterilização em autoclave vapor úmido ou óxido de etileno.

Composição: A EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO SOLIDOR®, é composta de:

Papel grau cirúrgico em uma das faces, com filme de polietileno na outra face, com dois Indicadores químico de exposição ao agente esterilizante:

- a) Esterilização por vapor sob pressão:
Indicador na cor azul após ciclo de esterilização completo: preto
- b) Esterilização por gás óxido de etileno (ETO):
Indicador na cor rosa: marrom

PRODUTO DE USO ÚNICO - DESTRUIR APÓS O USO - PROIBIDO REPROCESSAR

Instruções de Uso: Faça uma checagem visual do produto, verificando sua integridade;

O operador deve cortar a embalagem de acordo com as dimensões do material a ser esterilizado; Acondicionar o produto na embalagem, efetuar o fechamento hermético com termo-seladora e seguir as seguintes recomendações:

- Verifique se nenhuma parte do material ficou exposta e se não houve danos na embalagem após inserir o material;
- Não encostar os instrumentais uns nos outros dentro da embalagem, deixando 2 cm até o selamento lateral evitando perfurações. Não sobrepor às bandejas uma sobre as outras. Colocar a embalagem já selada no esterilizador, com a face do papel grau cirúrgico para cima.
- Realizar o ciclo de esterilização de acordo com protocolo da instituição;
- Certificar se houve a mudança de cor rosa para marrom ou azul para preto (de acordo com o método de esterilização utilizado) nos indicadores químicos de processos de esterilização no final do processo;
- Anotar a data de esterilização e conteúdo da embalagem no campo apropriado, tomando cuidado para não danificar a embalagem;
- O fabricante recomenda que a esterilidade do material, após o ciclo de esterilização, é garantida por até 6 meses (180 dias), enquanto as embalagens permanecerem íntegras e conservadas, de acordo com as informações de transporte e armazenagem, descritas pelo fabricante. Cabe a unidade de saúde definir o prazo, de acordo com suas necessidades.

Precauções

- 1 - Antes de utilizar o produto, leia atentamente às instruções de uso;
- 2 - Fazer uma checagem visual do produto antes de sua utilização;
- 3 - Seguir as orientações do fabricante do produto;
- 4 - Sempre manter técnica asséptica durante o manuseio do produto;
- 5 - Mantenha a embalagem para esterilização armazenada em local limpo, seco, protegido da luz direta do sol, chuva e vapores químicos.
- 6 - Manuseie com cuidado, para que não haja rompimento na selagem ou danos na embalagem;
- 7 - Siga as técnicas adequadas de esterilização e observe sempre o indicador químico que está presente na lateral da embalagem, que confere a eficácia da esterilização;
- 8- Seguir as instruções do fabricante do equipamento de esterilização;
- 9- Antes e após o processo de esterilização, verificar se o envelope está adequadamente lacrado.

Condições para Transporte

Transportar em local limpo, seco, protegido da luz direta do sol, chuva e vapores químicos em embalagem de embarque; Não pisar e não apoiar peso excessivo sobre a embalagem. (Manter esta informação) Não transportar juntamente com produtos químicos, líquidos ou produtos que exalem odor.

Condições de Armazenamento

Armazenar em local limpo, seco, protegido da luz direta do sol, chuva e vapores químicos.

Fabricante:

Anqing Kangmingna Packaging Co., Ltd

Address: Jingshi Road, Anqing Bridge Development Zone, Anqing City, Anhui, China

Importador:

Lamedid Comercial e Serviços Ltda

End.: Av. Gupê 10767 – GI 20 BL – IV – Jardim - Belval Barueri

CEP: 06422-120- Tel. (11) 4789 5878 – Fax: (11) 4789 3307

Autorização: 102375-8 -e-mail: qualidade@lamedid.com.br

SAC: 0800 665 8007 – Seg à Sexta das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 exceto domingo e feriado

Cadastro na ANVISA: 10237580095

Responsável Técnico: Luciana J. Lanzillo - CRF SP: 41067

Instrução de uso disponíveis através do site: www.lamedid.com.br

Nº do Lote: *****

Fabricação: --/--/--

Validade: --/--/--

Prazo de validade: 3 anos

Obs: Validade após esterilização em autoclave a vapor ou ETO: 180 dias.

PRODUTO NÃO ESTÉRIL – USO EXTERNO

Local para código de barras: