

AGULHA COLETA MULTIPLA A VACUO DESCARTÁVEL LAMEDID® INSTRUÇÃO DE USO

Uso e Finalidade:

A agulha para coleta a Vácuo LAMEDID® é indicada para coleta de sangue pelo sistema a vácuo.

Apresentação:

Modelo	Tamanho
Agulha de coleta a vácuo Lamedid® - 21 G x1”	25 x 0.8
Agulha de coleta a vácuo Lamedid®- 22 G x 1”	25 x 0.7

Comercializado em embalagens com 100 unidades embaladas individualmente.

O suporte não acompanha a agulha.

A agulha pode ser utilizada por qualquer suporte padrão para esta finalidade.

Instruções de Uso

- 1- Segure os protetores firmemente, gire-os e remova o protetor convencional de cor branca.
- 2- Encaixe a agulha no adaptador para coleta de sangue a vácuo na extremidade distal de um adaptador, girando a agulha até rosquea-la completamente.
- 3- Faça a venipunção da maneira tradicional.
- 4- Imediatamente após a venipunção, coloque pela parte interna do adaptador, o tubo para coletar de maneira que sua tampa penetre a outra extremidade da agulha.
- 5- Depois de retirada do tubo e termino da coleta, solte o garrote e retire o conjunto adaptador/agulha. Destaque a agulha de forma segura, utilizando um dispositivo que retira a agulha e já a armazene de forma segura.

Informações adicionais: a extremidade da agulha utilizada para encaixar nos tubos de coleta, é protegida por uma capa de látex. Esta extremidade NÃO entra em contato direto com o paciente. Sugerimos ao colaborador que ao manusear o dispositivo, atente-se para que não haja nenhum acidente.



AGULHA COLETA MULTIPLA A VACUO DESCARTÁVEL LAMEDID®

Precauções e restrições de uso:

1. Dispositivo de uso único. Descartar após o uso. Não reutilizar.
2. Descartar em coletores de serviços de saúde e de acordo com a legislação local.
3. Produto estéril. Esterilizado por óxido de etileno.
4. Não usar caso a embalagem unitária tenha sido previamente aberta ou violada.
5. Armazenar em local seco, limpo, longe da luz direta do sol.
6. Não apoiar ou pisar na caixa do produto.

Armazenamento

Armazenar em local seco e limpo. Transportar na embalagem original.

Fabricado por:

Whenzhou Beipu Science & Technology Co.,Ltd

No.7 Jinshui Rd,Whenzhou Industrial Park

Wenzhou, 325013

República Popular da China

Importado por:

Lamedid Comercial e Serviços Ltda

Av. Gupê, 10767 – GI 20 – BL IV – CEP: 06422-120 – Jd Belval

Barueri – São Paulo

CNPJ 46.568.655/0001-61

Serviço de atendimento ao cliente (SAC) 0800 6658007 – Fax: (11) 4789 3307

qualidade@lamedid.com.br

www.lamedid.com.br

Esta instrução de uso está disponível através do link:

<http://www.lamedid.com.br/instrucaodeuso>

Reg. ANVISA: 10237580084

Luciana J.Lanzillo

Responsável Técnico

CRF SP 41067

Ronald Hoejenbos

Representante Legal



**AGULHA COLETA MULTIPLA A VACUO DESCARTÁVEL
LAMEDID®**