



Marca: **SOLIDOR®**
 Procedência: China
 Reg. MS: 10237580025
 Classe de risco:II

Características Técnicas:

- Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal;
- Marcadores de graduação em centímetros;
- Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico;
- Disponível com e sem balão;
- Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco;
- Conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável;
- Balão de alto volume baixa pressão.

Materiais:

- Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril;
- Tubo em PVC;
- Manguito em PVC elástico;
- Conector em polipropileno;
- Válvula ABS com mola inoxidável.

Benefícios:

- Grande variedade de tamanhos com ou sem balão;
- Atende a ampla gama de procedimentos cirúrgicos;
- Possui curvatura anatômica;
- Acopla facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação;
- Escala com graduação em centímetros;
- Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno).
- Embalado individualmente preservando a integridade asséptica do produto, em PGC (Papel Grau Cirúrgico).

Disponíveis nos modelos:

COM BALÃO	SEM BALÃO
30	20
35	25
40	30
45	35
50	40
55	45
60	50
65	55
70	60
75	65
80	70
85	75
90	80
95	85
100	90

**Apresentação: caixa com 10 unidades*